



Uromac[®]

ONLY THE BEST

100 mg/50 ml

SOLUÇÃO ESTÉRIL DE HIALURONATO SÓDICO
PROTECTOR E REPARADOR DA MUCOSA VESICAL



nakaforma

DESCRIÇÃO:

UROMAC é um preparado protector da mucosa perto (bexiga e da uretra), é um produto de saúde estéril inovador que representa uma evolução no uso do o sal sódico do ácido hialurónico, um polissacárido amplamente presente nos tecidos do corpo humano, onde desenvolve diversas e fundamentais funções biológicas, sobretudo e graças às suas propriedades protectores e formação de filme, permite um processo natural e mais seguro de regeneração celular. A integridade do tecido epitelial que constitui a mucosa vesical é fundamental para garantir a função protectora natural e de barreira que o tecido desenvolve face às agressões dos agentes patogénicos (microrganismos e substâncias tóxicas).

UROMAC, ácido hialurónico de baixo peso molecular e baixíssima viscosidade, foi desenvolvido graças a estas propriedades para desempenhar uma função protectora enquanto coadjuvante nos processos de reepitelização da mucosa bexiga e da uretra.

UROMAC é bem tolerado pelo organismo, não causa efeitos indesejados e não apresenta contra indicações específicas.

INDICAÇÕES:

UROMAC é um produto de saúde composto por ácido hialurónico indicado como conservante e protector da mucosa vesical e uretral com capacidade para favorecer o processo fisiológico de reparação das lesões nas mucosas.

UROMAC está indicado em **RADIOTERAPIA** tanto como profilaxia enquanto coadjuvante da reparação da mucosa vesical em doentes submetidos a radiação; em **UROLOGIA**, quando as mucosas vesicais e uretrais sofreram lesões, em **GINECOLOGIA** para exame ginecológico invasiva e **CIRURGIA** quando as mucosas foram agredidas ou podem vir a sê-lo.

MODO DE EMPREGO:

Instilar todo o volume de **UROMAC** na bexiga depois de eliminar a urina residual que possa existir. A instilação pode ser realizada por pessoal médico, por sonda ou directamente através da uretra por seringa. Manter na bexiga o máximo de tempo possível, pelo menos 30 minutos.

Em caso de aplicação vaginal, aplicar a solução por seringa ou cânula. O médico decidirá a duração do tratamento, apesar de se recomendar que este não seja inferior a quatro instilações semanais assim como o seu uso na profilaxia

PRECAUÇÕES:

Uso profissional. Não administrar a doentes com reacções de hipersensibilidade conhecidas. Em caso de fenómenos irritativos evidentes, consultar o médico no caso de persistência dos sintomas. A funcionalidade e a segurança do produto estão exclusivamente garantidas com a integridade da embalagem.

Leia as instruções. Utilizar todo o conteúdo do frasco de uma única aplicação. Em caso de reutilização da solução não é garantida a esterilidade. Manter fora do alcance das crianças.



APRESENTAÇÃO: 1 frasco de **UROMAC** 50 ml.

ESTÉRIL, DESCARTÁVEIS, NÃO REUTILIZAR.

REFERENCES:

1. Pimentel AA y cols. *Efectos del ácido hialurónico sobre el mecanismo de la cicatrización en la anastomosis de la uretra*. Bol Col. Mexicano de Urología. 2002 Ene-Mar. 27(1):26-31
2. Morales A, Emerson L, Nickel JC, Lundie M. *Intravesical hyaluronic acid in the treatment of refractory interstitial cystitis*. The Journal of Urology. 1996 Jul; 156:45-48
3. Takahashi K, Takeuchi J, Takahashi T, Miyauchi S, Horie K, Uchiyama Y. *Effects of the sodium hyaluronate on epithelial healing of the vesical mucosa and vesical fibrosis in rabbits with acetic acid induced cystitis*. The Journal of Urology 2001 Aug; 166:710-713
4. Erickson DR, Sheykhnazari M, Ordile S, Bhavanandan VP. *Increased urinary hyaluronic acid and interstitial cystitis*. The Journal of Urology 1998 Oct; 160:1282-1284
5. Toft BR, Nordling J. *Recent developments of intravesical therapy of painful bladder syndrome/interstitial cystitis: a review*. Current Opinion in Urology 2006; 16:268-272
6. Cipe FE, Soyğür T, Doğu F, Erdoğan Ö, Bozdoğan G, İkinçioğulları A. *Late onset hemorrhagic cystitis in a hematopoietic stem recipient: Treatment with intravesical hyaluronic acid*. Pediatr. Transplantation 2010; 14:E79-E82

CE
0546



nakafarma

C/ Azcárraga, 12 A, P-2, 3º C
33010 OVIEDO. España
nakafarma@nakafarma.com
www.nakafarma.com

CE
0546
BIOFARMITALIA S.p.A.
Via Ampère, 19-21-23
20037 - Paderno Dugnano
MILANO